

## LINGETTES DESINFECTANTES

Lingettes Proden Aseptil **antiseptiques et désinfectantes** pour mains, objets, surfaces et dispositifs médicaux de classe I. Marchés cibles : milieux médical et paramédical, hôpitaux, centres de soins, laboratoires d'analyses, services d'urgences... Multi-usages : mains et surfaces - Pratique : 1ère lingette tirée - Conçues et fabriquées en France.

**Large spectre d'activité** (bactéries, levures, virus)

### Propriétés microbiologiques de la solution

Actif sur	Normes	Temps de contact
Bactéries	▪ EN 1040	1 min
	▪ EN 1276*	30s
	▪ EN 13727*	30s
	▪ EN 13697*	1 min
	▪ EN 13727* : <i>Staphylococcus aureus</i> SARM, <i>Enterococcus faecium</i> ERV, <i>Escherichia coli</i> EBSE	30s
	▪ EN 14561**	5 min
Levures et moisissures	▪ EN 1275, <i>Candida albicans</i>	1 min
	▪ EN 13624* (v.2013), <i>Candida albicans</i>	1 min
	▪ EN 13697*, <i>Candida albicans</i>	5 min
	▪ EN 1650+A1*, <i>Candida albicans</i>	1 min
	▪ EN 1650*, <i>Trichophyton mentagrophytes</i>	15 min
	▪ EN 14562*, <i>Candida albicans</i>	5 min
Virus	Actif sur	
	- H1N1 selon EN 14476+A1	30s
	- Herpes simplex 1, Rotavirus	5 min
	- BVDV (virus modèle de l'Hépatite C), PRV (virus modèle de l'Hépatite B), HIV	30s
	- H5N1	1 min

\* Études réalisées en conditions de propreté

\*\* Études réalisées en conditions de saleté

SARM : *Staphylocoque doré* résistant à la méthicilline

**SUBSTANCES ACTIVES DE LA SOLUTION:** Ethanol CAS64-17-5(48g/kg)  
Chlorure de benzalkonium CAS85409-22-9(3g/kg) Acide D-gluconique CAS18472-51-0(1,2g/kg)

**CARACTÉRISTIQUES:** Non-tissé : visqueuse blanche Odeur : mentholée pH (pur) : 4.5 –6.5

**MODE D'EMPLOI:** Tirer horizontalement une lingette imprégnée jusqu'à la pré-découpe. Bien refermer le conditionnement après usage. Frotter la lingette sur les mains et les surfaces préalablement nettoyées, pendant au moins 30s. Utiliser plusieurs lingettes si nécessaire. Ne pas rincer. Laisser sécher. Jeter les lingettes usagées dans un container à déchets.

**CONSERVATION:** Dans son emballage d'origine fermé et dans des conditions normales de stockage. Eviter les températures supérieures à 40 °C. Avant ouverture conservation 30 mois à l'abri de la chaleur, dans les conditions normales de température. Dès l'ouverture, utiliser dans le mois.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI:** Ne pas avaler. Ne pas utiliser avec d'autres produits. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

En cas d'urgence, contacter le centre antipoison le plus proche.

**Dans tous les cas se référer à la fiche de données de sécurité.**

**LÉGISLATION :** Produit Biocide TP1 et TP2 Usage exclusivement professionnel.